



INSTRUÇÕES DE COLETA DE PELO EM BOVINOS E EQUINOS

1. Arrancar de 20 a 30 pelos da cauda do animal. Puxar para sair com os bulbos. Os pelos deverão ser puxados e nunca cortados com a tesoura.

Amostras com bulbo.



2. Colocar os pelos dentro de um envelope de papel devidamente identificados com os dados corretos de cada animal. Usar um envelope para cada animal e armazenar em local limpo e seco para evitar a proliferação de fungos. Verificar se a quantidade de bulbo é suficiente e se estão intactos. Não haverá amplificação do DNA se não tiver a quantidade suficiente de bulbo.

3. Não é necessário enviar o comprimento todo do pelo, somente o chumaço que contenha o bulbo.

4. **Envelope de coleta:** O VRGEN envia sem custos os envelopes para coleta do material biológico.

5. Em casos que animal perdeu a vassoura do rabo e não há mais pelos, pode-se retirar os pelos dos cílios ou do umbigo.

6. É realizado um rastreamento dos pelos antes de entrar no processo. Caso as amostras estiverem muito sujas ou contaminadas será solicitado a recoleta da mesma, pois dificultam a extração do DNA.

7. Não usar fita adesiva no bulbo, pois danifica o material genético.

8. Os pelos de animais novos são finos, fracos e com poucos bulbos e também dificulta a extração do DNA, por isso sugerimos coletar alguns dias após o nascimento.

OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CADASTRO: Todo envio de amostra deverá acompanhar o formulário de solicitação de teste genético exigido pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária – Segundo a IN45). Através do site é possível baixar o formulário de cadastro. **As amostras sem o formulário, violadas e/ou rasuradas não serão testadas.**

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE AMOSTRA DE SÊMEN

Colocar as palhetas dentro do envelope bem protegida para evitar rompimento, identificar e enviar as amostras juntamente com o formulário de identificação ao laboratório VRGEN. OBS: Não é necessário refrigeração. Pode descongelar e enviar em temperatura ambiente.

Endereço para envio das amostras:

Caixa postal 163 - CEP: 16010-972 - Araçatuba-SP.
Tel.: (18) 3623- 8446.

WhatsApp:

(18)99138-7923 – Atendimento.

(18)99110-8098 - Financeiro.

E-mail: laboratoriovrgen@vrgen.com.br
pendencias@vrgen.com.br

VISITE NOSSO SITE:

www.vrgen.com.br

Faça o cadastro no site para consultar os resultados online clicando em “resultados online”. Só efetuar o cadastro e pronto.



**CONFIRA O NOVO
SITE DO VRGEN**
MAIS AGILIDADE, INFORMAÇÃO
E INTERATIVIDADE
WWW.VRGEN.COM.BR